



zenium

Avisio® -LED
D65

Ref. AV/600/LD

Plus qu'un éclairage, plus qu'un écran et beaucoup plus que les deux fonctions réunies, Avisio-LED est un éclairage conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE qui communique.



Une source lumineuse de haute précision et un vecteur multimédia pour informer, conseiller, justifier et détendre...
Un concept novateur pour enrichir et pérenniser la relation entre le praticien et son patient.

More than a lighting, more than a screen and much more than both combined functions, Avisio-LED is a lighting that communicates, in compliance with the chromaticity of the D65 standards of the IEC.

A high-performance light source and a multimedia vector to inform, advise, prove and relax... A real innovative concept to enrich and prolong durably the relation between the doctor/dentist and the patient.

Mehr als eine Lampe, mehr als ein Bildschirm und viel mehr als beide Funktionen zusammen, Avisio-LED ist eine kommunizierende Beleuchtung, die mit der Farbart der Normlichtart D65 der IEC konform ist.

Eine hochpräzise Lichtquelle sowie ein zur Information, Beratung, Entspannung, und als Nachweis Multimediales Kommunikationsmittel... Ein neues Konzept, um die Beziehungen zwischen dem Zahnarzt und dem Patient aufzuwerten und aufrechterzuhalten.



AVISIO-LED

Réf. AV/600/LD
 Structure en aluminium thermolaqué
 Couleur silver RAL 9006
 Source : LEDS
 Température de couleur : 6500 °K
 IRC : >90%
 Flux lumineux à 1 m : 2000 lux
 Consommation : 244 W
 Télécommande radio
 Dimension : 1650 x 634 x 88 mm
 Perçage : 860 x 440 mm
 Poids : 35 Kg

ÉCRAN

Télé led 32 pouces Full HD
 Résolution : 1920 x 1080 à 100 Hz
 Entrées vidéo : 2 HDMI, 1 DVI, 1 PC, 1 USB
 Sortie Audio optique

LECTEUR BLU RAY

Système TV : PAL/NTSC
 Sortie vidéo composite : 1 Vcac
 Sortie HDMI : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Sortie audio numérique : 0.5 Vcac, HDMI

TRANSMETTEUR VIDEO HD

Résolution vidéo :
 HDMI : 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Distance de transmission : 20m
 Fréquence : 5.2 GHz
 Connectique : 2 HDMI

NORMES

Éclairage : Conforme aux normes EN 12464-1 et DIN 67505
 Sécurité photobiologique : Conforme à la norme IEC 62471
 D65 : Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE selon la norme BS 950-1
 Certificats délivrés par l'Institut Fédéral de Métrologie Suisse METAS, membre du CIPM

AVISIO-LED

Ref. AV/600/LD
 Thermolacquered aluminium structure
 Colour: silver RAL 9006
 Lightsource: LEDS
 Colour Temperature: 6500 °K
 CRI: >90%
 Luminous flux in 1m: 2000 lux
 Consumption: 244 W
 Radio-remote control
 Dimension: 1650 x 634 x 88 mm
 Drilling: 860 x 440 mm
 Weight: 35 kg

SCREEN

32 inch Full HD smart led TV
 Display: 1920 x 1080
 Image quality: 100 Hz
 Input video: 2 x HDMI, 1 X DVI,
 1 X PC, 1 X USB
 Sortie Audio optique

BLU RAY PLAYER

STV system: PAL/NTSC
 Video output composite: 1 Vcac
 HDMI output: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Output audio digital: 0.5 Vcac, HDMI

HD VIDEO TRANSMITTER

Video resolution:
 HDMI: 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Transmission distance: 20m
 Frequency: 5.2 Ghz
 Connection: 2 HDMI

NORMS

Lighting: in compliance with the norms EN 12464-1 and DIN 67505
 Photo-biological security: in compliance with the IEC 62471 Standards
 with the BS1950-1 Standard
 D65 standard of the IEC: in compliance with the chromaticity of the BS1950-1 Standard
 Certificate established by the Swiss Federal Office for Metrology METAS, member of CIPM MRA

AVISIO-LED

Ref. AV/600/LD
 Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
 Farbe: Silber RAL 9006
 Lichtquelle: LEDS
 Farbtemperatur: 6500°K
 Farbwiedergabeindex: >90%
 Beleuchtungsstärke in 1 Meter Entfernung: 2000 Lux
 Verbrauch: 244 W
 Funkfernbedienung
 Abmessungen: 1650 x 634 x 88 mm
 Bohrung: 860 x 440 mm
 Gewicht: 35 kg

BILDSCHIRM

32" Full HD Led-Fernseher
 Auflösung: 1920 X 1080
 Bildqualitätsindex (PQI) 100 Hz
 Videoeingänge: 2 x HDMI, 1 x DVI, 1 X PC, 1 X USB
 Audioausgang: optisch

BLU RAY PLAYER

TV System: PAL/NTSC
 Komposit Videoausgang: 1 Vcac
 HDMI Ausgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Digitaler Audioausgang: 0.5 Vcac, HDMI

HD VIDEO TRANSMITTER

Videoauflösung:
 HDMI: 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Übertragung: bis 20 m
 Frequenz: 5.2 Ghz
 Anschluss: 2 x HDMI

NORMEN

Beleuchtung: Mit den Normen EN 12464-1 und DIN 67505 konform
 Photobiologische Sicherheit: mit der Norm IEC 62471 konform
 D65 Leuchtmittel der IEC: mit der Farbart der Norm BS1950-1 konform
 Zertifikat ausgestellt durch das Schweizerische Bundesamt für Metrologie METAS, Mitglied von CIPM MRA

