



S
by Ancar

Série 3

Touch Expert

Ortho

Acquisition Core



**Rooted in Tradition,
Driven by Technology,
Crafted with Care**

ancar-online.com

Ortho

Aluminium Core



SD-60

Unit d'orthodontie avec crachoir.



Ancar-3250

Unit ambidextre pour traitements de dentisterie général, orthodontie ou hygiène.



Ancar-3200

Unit ambidextre pour traitements omnipratiques, orthodontie ou hygiène.



Ancar-3000

Fauteuil d'exploration.



Ancar-3100

Fauteuil d'exploration avec aspiration intégrée et ambidextre.



Série 3

Touch Expert



*Facile,
intuitive
et fiable*

Sd-300

Touch Expert



Sd-350

Touch Expert



La Série 3 d'Ancar incarne l'essence de notre savoir-faire en odontologie. Fabriquées en aluminium de haute qualité, nos unités de traitement électroniques se distinguent par leur robustesse, leur fiabilité et leur capacité à durer des décennies.

À ce design soigné et à cette construction pensée pour perdurer, s'ajoute un écran tactile intuitif, conçu pour offrir une interaction simple, fluide et efficace.

L'ergonomie de la Série 3 permet au praticien de travailler avec précision et confort au quotidien, tout en profitant d'une unité solide, durable et facile à utiliser.

La Série 3, c'est la combinaison parfaite entre qualité de fabrication, simplicité, et performance éprouvée.

S
by Ancar



S³ L'innovation tactile au service du confort et de la flexibilité.

Découvrez la **S Line S3**, une unité dentaire haut de gamme où **fonctionnalité et esthétisme se rencontrent**, conçue pour sublimer l'expérience des praticiens et de leurs patients. Chaque détail a été pensé pour transformer votre cabinet en un espace de **performance, confort et innovation**.

Étant un model **scandinave**, le **S-LINE S3** se distingue par son **crachoir au sol, séparé du fauteuil, pivotante à 70°**, offrant un espace optimal pour l'assistant.

Au cœur de l'unité, la **Touch Expert PRO™**, tablette Android intuitive de 7 pouces, permet de gérer profils de praticiens, instruments, radiographies et vidéos, d'accéder aux manuels en un seul geste et d'affichez le nom et le logo de votre cabinet.

La S Line S3 s'adapte à votre style de travail :

- Cordons pendants, système à fouets ou chariot.
- **Fauteuil personnalisable** : standard patient ou inclinable avec repose-jambes rabattable (knee-break).
- Sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme ou sellerie standard.
- Tablette et clavier auxiliaire ajustables.
- Large choix d'appuie-têtes, plateaux, lampes scialytiques et systèmes d'hygiène.

La **S Line S3** est une **solution complète et personnalisable**, alliant **technologie, ergonomie et design scandinave**, qui simplifie votre travail et séduit vos patients.



S Line S3
L'Excellence Dentaire Réinventée

S
by Ancar



Système à fouets et fauteuil patient standard



Cordons pendants et fauteuil patient standard



Cart et fauteuil patient standard



Système à fouets et fauteuil patient avec repose-jambes rabattable



Cordons pendants et fauteuil patient avec repose-jambes rabattable



Cart et fauteuil patient avec repose-jambes rabattable

S⁵ L'innovation tactile au service du confort et de la liberté de mouvement

La **S Line S5** allie **fonctionnalité et esthétisme** pour transformer votre cabinet en un espace de **performance, confort et innovation**.

Dans cette version, **le bloc crachoir supporte directement le fauteuil**, libérant totalement l'espace sous le patient pour plus de **liberté de mouvement** et une **ergonomie de travail optimale**.

Au cœur de l'unité, la **Touch Expert PRO™**, tablette Android intuitive de 7 pouces, permet de gérer profils patients, instruments, radiographies et vidéos, et d'accéder aux manuels en un seul geste. Affichez le nom et le logo de votre cabinet, ainsi que la date et l'heure pour des interventions personnalisées et fluides.

La S Line S5 s'adapte à votre style de travail :

- Cordons pendants, système à fouets ou chariot.
- **Fauteuil personnalisable** : standard patient ou inclinable avec repose-jambes rabattable (knee-break).
- Sellerie **SOFT** avec mousse à mémoire de forme.
- Tablette et clavier auxiliaire ajustables.
- Large choix d'appuie-têtes, plateaux, lampes scialytiques et systèmes d'hygiène.

La **S Line S5** est une **solution complète et personnalisable**, alliant **technologie, ergonomie et design moderne**, qui simplifie votre travail et séduit vos patients.



S Line S5
L'Excellence Dentaire Réinventée

S
by Ancar



Système à fouets et fauteuil patient suspendu



Cordons pendants et fauteuil patient suspendu



Cart et fauteuil patient suspendu



Système à fouets et fauteuil patient suspendu
avec repose-jambes rabattable à 90 degrés



Cordons pendants et fauteuil patient suspendu
avec repose-jambes rabattable à 90 degrés



Cart et fauteuil patient suspendu
avec repose-jambes rabattable à 90 degrés



Fauteuil avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et chariot dentaire

Sellerie SOFT
avec mousse à mémoire de forme

Chariot à hauteur réglable

Tablette Android
Touch Expert PRO

Supports d'instruments réglables,
amovibles et thermodésinfectables

Pédale sans fil

Fauteuil avec repose-jambes
rabattable à 90°

Deux joysticks
pour les mouvements du fauteuil
et les mémoires de positions





Crachoir en porcelaine extractible et autoclavable.



Robinet du verre démontable pour un nettoyage plus facile.



Système autonome d'approvisionnement d'eau aux instruments de l'équipement.



Que pour S-Line S5: Crachoir avec rotation manuelle.



Pour toutes les unités avec crachoir sauf S-LINE S5: Unité hydrique en aluminium anticorrosion et pivotant à 70°.



Kit connexion rapide: port USB + prise air/eau + sortie 24V.



Porte avec système « Tip-on », intérieur facile d'accès.



Solutions techniques et mécaniques avant-gardistes et très solides.



Bras d'élément assistante à réglable en hauteur en Série 3 et S-LINE.



Vaste amplitude d'élévation 380 à 800 mm.



Pédale sans fil en option pour Série 3 et en standard pour S-LINE.



Indication du signal et de l'état des batteries sur l'écran Touch Expert Pro.



Système «WEK» de décontamination d'eau.



Différents plateaux en option.



Pédale sans fil avec un autonomie prolongée et possibilité de travailler pendant les recharges.

DOUBLE SÉCURITÉ :

Pendant le fonctionnement de la pédale, les mouvements du fauteuil sont verrouillés. Verrouillage des mouvements du fauteuil via le « joystick » de la pédale.



Indication du signal et de l'état des batteries sur l'écran Touch Expert Pro.

Pédale sans fil

Mouvements levage et abaissement du fauteuil et du dossier.

Sélection « Chip Blower ». Souffle d'air court.

Levier de mise en marche et d'accélération de l'instrument. Proportionnalité croissante de gauche à droite.

Poignée avec différentes fonctionnalités :

- Activer / désactiver l'aspiration
- Allumer / éteindre le scialitique
- Poignée avec activation de sécurité

Inversion de rotation du micromoteur.

Sélection air-eau-spray de l'instrument.

Mouvement automatique de retour à zéro avec une pulsation simple.



La gamme SOFT propose les coloris suivants :

Couleurs et types de revêtement



810
BLACK



820
GRANITE



845
ASH



901
CAMEL



906
HAVANA



844
COFFEE



837
DARK BLUE



838
SPARKLING BLUE



839
TURQUOISE



904
AQUA



902
OLIVE



905
FOREST GREEN



843
BAMBOO



842
CORN



903
BURGUNDY



841
CARMIN



849
FUSHIA



907
MARBLE

Couleurs de revêtements de la gamme standard :



400
Yellow



405
Purple



410
Pastel Blue



425
Silver Grey



435
Pearl Black



440
Pastel Green



445
Pearl Green



455
Pearl Blue



470
Dark Blue



475
Garnet



480
Gold



**Rooted in Tradition,
Driven by Technology,
Crafted with Care**

ancar-s.com · ancar-online.com



ancar

ancar@ancar-online.com

(+34) 937 540 797

C/ Volta dels Garrofers, 41-42
Pol. Ind. Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

ancar-online.com · ancar-s.com