

**60 YEARS**  
**RAY**

**2026**




# OFFRES annuelles

*Valables du 1<sup>er</sup> février 2026 au 31 décembre 2026 inclus  
en France*

# VistaSoft 4.0

**VistaSoft 4.0** apporte de nombreuses nouveautés pour améliorer l'efficacité et la sécurité numérique :

- **Nouveau filtre UHD** - renforcé par l'intelligence
- VistaSoft Cloud Drive\* (sauvegarde en cloud)
- Nouvelle fonction « texte sur l'image »
- VistaSoft **AID**\*
- VistaSoft Cloud exchange\*
- Améliorations en matière de cybersécurité



## Nouveau filtre UHD

Le nouveau filtre, **optimisé par l'IA**, est disponible pour les images intra-orales, panoramiques, céphalométriques et 3D. Ils règlent automatiquement la luminosité et le contraste de manière dynamique sur les différentes zones de l'image, offrant ainsi un affichage optimisé pour un diagnostic encore plus clair.

## Nouveau VistaSoft **AID** - Détection innovante de la carie

Disponible  
prochainement

### Rapide, simple, efficace

VistaSoft **AID** aide à la détection automatique des caries sur les images intra-orales, de manière simple et immédiate. Le système analyse l'image immédiatement après sa capture, fournissant des résultats détaillés en quelques instants.

Faites confiance à VistaSoft **AID** pour un soutien clinique efficace et précis, directement pendant le diagnostic.



\*VistaSoft Cloud Services - les prix sont affichés sur :  
[portal.vistasoft.com](http://portal.vistasoft.com)

# Découvrez toutes les nouveautés VistaSoft 4.0

# LOGICIEL



## VISTASOFT VERSION 4.0



Logiciel d'imagerie nouvelle génération intégrant de nombreux outils de traitement d'images par l'intelligence artificielle - Nouveau design ergonomique et moderne avec des flux de travail optimisés pour une manipulation simple, rapide et intuitive - Pour les appareils vidéo (VistaCam) et de radiographie (VistaScan, VistaPano, VistaVox, VistaRay) ainsi que pour les acquisitions d'images 2D et 3D.

Mise à jour de DBSWIN vers VistaSoft 4.0 - Réf. 2110100011


1.360,00 €

Mise à niveau de VistaSoft vers VistaSoft 4.0 - Réf. 2110100025

1.360,00 €

Passerelle twain VistaSoft Connect - Réf. 2110100029

902,17 €



## VISTASOFT IMPLANT + GUIDE

VistaSoft Implant permet une planification pré-opératoire optimale des implants.

Le module VistaSoft Guide permet de planifier les guides chirurgicaux.

Les fichiers STL ouverts générés peuvent être transmis sans problème à des laboratoires ou directement à une imprimante 3D.

Réf. 2110100014 + Réf. 2110100020

sur demande



## SICAT

Logiciel de planification facile, rapide et ciblé.

Commande de différents types de guides chirurgicaux en fonction du besoin directement depuis le logiciel.

Nouveautés : Avec Rapid - Digital Guide les données sont traitées par un outil d'intelligence artificielle et retournées en une quinzaine de minutes - SICAT Implant contient des interfaces directes des célèbres solutions Chairsides CAD/CAM et inclut également le processus de création de guides Chairsides.

Réf. 2110100026

sur demande



## VISTASOFT TRACE

L'extension logicielle VistaSoft permet grâce à un outil d'intelligence artificielle l'analyse automatique des clichés radiographiques céphalométriques ainsi que la création de différents rapports - Il est également possible de procéder à des superpositions et à des prévisions de croissance.

Réf. 2110100027

sur demande

# VistaScan – Imagerie Digitale



| Référence  | Désignation             | Livraison avec :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2170110001 | VistaScan Ultra View    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 guide de plaque Taille 0, Taille 1, Taille 3 et Taille 4</li> <li>• 2 guides de plaques de Taille 2</li> <li>• 2 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 0</li> <li>• 4 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 2</li> <li>• 100 sachets de protection VistaScan Plus Taille 0</li> <li>• 300 sachets de protection VistaScan Plus Taille 2</li> <li>• Rack de rangement des guides de plaque, boîte de rangement pour les écrans, capot de protection</li> <li>• 10 lingettes nettoyantes pour écran à mémoire</li> <li>• Module de radiographie VistaSoft, VistaSoft Connect/twain</li> </ul>    | 13.300,00 €                       |
| 2144110101 | VistaScan Mini View 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 VistaScan Smart Reader</li> <li>• 1 guide de plaque Taille 0, Taille 1, Taille 2, Taille 3 et Taille 4</li> <li>• 2 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 0</li> <li>• 4 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 2</li> <li>• 100 sachets de protection VistaScan Plus Taille 0</li> <li>• 300 sachets de protection VistaScan Plus Taille 2</li> <li>• Rack de rangement des guides de plaque, boîte de rangement pour les écrans, capot de protection</li> <li>• 10 lingettes nettoyantes pour écran à mémoire</li> <li>• Module de radiographie VistaSoft, VistaSoft Connect/twain</li> </ul> | 7.999,00 €                        |
| 2144110001 | VistaScan Mini Easy 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 guide de plaque Taille 0 et Taille 2</li> <li>• 2 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 0</li> <li>• 4 écrans à mémoire VistaScan IQ Taille 2</li> <li>• 100 sachets de protection VistaScan Plus Taille 0</li> <li>• 300 sachets de protection VistaScan Plus Taille 2</li> <li>• Boîte de rangement pour les écrans, capot de protection</li> <li>• 10 lingettes nettoyantes pour écran à mémoire</li> <li>• Module de radiographie VistaSoft, VistaSoft Connect/twain</li> </ul>                                                                                                           | 6.999,00 €                        |
| 2160110001 | VistaScan Nano Easy     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 écran à mémoire VistaScan IQ Taille 2</li> <li>• 100 sachets de protection VistaScan Plus Taille 2</li> <li>• 10 lingettes nettoyantes pour écran à mémoire</li> <li>• Module de radiographie VistaSoft, VistaSoft Connect/twain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.200,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe I

**Récupération de la base de données logiciel possible  
- nous consulter -**

**GARANTIE 2 ANS + 1 AN\***

\*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -



# VistaScan – Accessoires

## Écrans à mémoire VistaScan IQ

|            |                                                             |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 2130104050 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 0</b> (2 pièces)  | 220,32 € |
| 2130104150 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 1</b> (2 pièces)  | 226,37 € |
| 2130104255 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 2</b> (12 pièces) | 571,61 € |
| 2130104250 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 2</b> (4 pièces)  | 381,05 € |
| 2130104350 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 3</b> (2 pièces)  | 250,37 € |
| 2130104450 | Écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 4</b> (1 pièce)   | 275,40 € |



Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297

## Sachets de protection VistaScan



|             |                                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 2130-080-00 | Sachet de protection VistaScan <b>taille 0</b><br>(100 pièces)  | 34,39 €  |
| 2130-081-00 | Sachet de protection VistaScan <b>taille 1</b><br>(100 pièces)  | 36,79 €  |
| 2130-082-55 | Sachet de protection VistaScan <b>taille 2</b><br>(1000 pièces) | 243,02 € |
| 2130-083-00 | Sachet de protection VistaScan <b>taille 3</b><br>(100 pièces)  | 47,62 €  |
| 2130-084-00 | Sachet de protection VistaScan <b>taille 4</b><br>(100 pièces)  | 62,56 €  |

## Pack écrans à mémoire VistaScan IQ



|            |                                                                                         |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2130106051 | Pack de 2 écrans à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 0</b> + 1000 sachets de protection | 488,17 € |
| 2130106151 | Pack de 2 écrans à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 1</b> + 1000 sachets de protection | 488,17 € |
| 2130106251 | Pack de 2 écrans à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 2</b> + 1000 sachets de protection | 404,18 € |
| 2130106351 | Pack de 2 écrans à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 3</b> + 1000 sachets de protection | 488,17 € |
| 2130106451 | Pack de 1 écran à mémoire VistaScan IQ<br><b>taille 4</b> + 100 sachets de protection   | 303,46 € |

## Guides de plaque

|            |                          |          |
|------------|--------------------------|----------|
| 2144100188 | Guide de plaque taille 1 | 150,00 € |
| 2144100193 | Guide de plaque taille 3 |          |
| 2144100194 | Guide de plaque taille 4 |          |

## VistaScan Smart Reader



Réf. 2162100005

255,84 €

## Positionnement précis des écrans à mémoire avec le nouveau support VistaPosition PSP

### VistaPosition PSP Kit universel

Comprenant :

- VistaPosition tige-guide en acier, antérieure (1 unité)
- VistaPosition tige-guide en acier, postérieure (1 unité)
- VistaPosition tige-guide en acier, Bite-wing (1 unité)
- VistaPosition PSP support d'écran à mémoire antérieur (1 unité)
- VistaPosition PSP support d'écran à mémoire postérieur (1 unité)
- VistaPosition PSP support d'écran à mémoire bite-wing S2 horizontal (1 unité)
- VistaPosition anneau de visée antérieur (1 unité)
- VistaPosition anneau de visée postérieur (1 unité)
- VistaPosition anneau de visée bite-wing (1 unité)

Dispositif médical de classe I



233,39 €

Réf. 2130101800





### VistaPosition PSP Kit endo

Réf. 2130101700

215,34 €

# Radiologie intra-orale



| Référence | Désignation                                                                                                | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2202-01   | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un bras court (rallonge de 450 mm) | 3.990,00 €                        |
| 2202-02   | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un bras moyen (rallonge 600 mm)    | 3.990,00 €                        |
| 2202-03   | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un long bras (rallonge 900 mm)     | 3.990,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIb CE2460

**Plaques d'adaptation** pour le montage du VistalIntra en remplacement de :

- 2202-303-51 Sirona Heliodont DS
- 2202-303-52 Sirona Heliodont MD
- 2202-303-53 Trophy IRIX
- 2202-303-54 Planmeca Intra
- 2202-303-55 Trophy Elitys / K2200 / CS2200
- 2202100035 KaVo Centro
- 2202100042 Soredex Minray
- 2202100043 Sirona Heliodont plus

270,00 €

# Radiographie intra-orale

## VistaRay 7

### Capteur intra-orale

Taille 1 - Images très détaillées disponibles instantanément pour les diagnostics fiables.



Dispositif médical de classe IIa CE0297

4.300,00 €

Réf. 2121-100-70



Dispositif médical de classe I

## VistaCam iX HD

### Caméra intra-orale

Caméra haute résolution avec principe de tête interchangeable et autofocus continu, pack Cam, Proof et Proxi.

4.050,00 €

Réf. 2109100001

## VistaCam iX HD

### Caméra intra-orale

Caméra haute résolution avec principe de tête interchangeable Cam et autofocus continu comme 2109100001, mais sans tête interchangeable Proof ni Proxi, sans embouts focalisateur.

Dispositif médical de classe I



2.800,00 €

Réf. 2109100004



# Radiographie 2D

## VistaPano S 2.0

Réf. 2208100004

### Système de radiologie panoramique 2D avec technologie S-Pan

Prix sur demande

Qualité d'image exceptionnelle grâce au capteur Csl haute résolution de dernière génération.

17 programmes d'acquisition panoramique. Design épuré et peu encombrant.

Cliché panoramique en 7 secondes.

Écran tactile 8" pour une utilisation intuitive. Pack complet de fonctions d'automatisation.

Dispositif médical de classe IIb CE2460

Récupération de la base de données logiciel possible  
- nous consulter -

## VistaPano S Ceph 2.0

Réf. 2208100005

Prix sur demande

### Système de radiologie panoramique 2D Ceph

Qualité d'image exceptionnelle grâce au 2 capteurs Csl intégrés.

17 programmes d'acquisition panoramique et 6 programmes d'acquisition Ceph.

Design épuré et ergonomique avec le réglage de la hauteur intégré au boîtier Ceph.

Cliché Ceph en 2 secondes.

Écran tactile 8" pour une utilisation intuitive.

Positionnement facile grâce à l'absence de collimateur secondaire.

Dispositif médical de classe IIb CE2460

**GARANTIE 2 ANS +1 AN\***

\*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -



# Radiographie 3D

Garantie  
5 ans Tube  
& Capteur

Nombre de  
licence 3D  
illimité



## VistaVox S Ceph

### Système de radiologie panoramique 3D Ceph + PC de reconstruction


- Appareil tout-en-un CBCT avec volume anatomique adapté à la forme de la mâchoire Ø 130 mm x 85 mm
- Volume maxillaire inf. ou sup. Ø 130 mm x 50 mm
- CBCT petit champs Ø 50 mm x 50 mm
- Résolution 200, 120 ou 80 µm
- Réduction des artéfacts MAR et de la dose
- 17 programmes d'acquisition panoramique
- Technologie S-Pan pour des images d'une qualité supérieure
- 6 projections Ceph sans collimateur secondaire
- Acquisition en 7 secondes

Prix sur demande

Réf. 2210200728



- Télécrâne avec capteur CMOS Csl
- Balayage rapide en 1,9 secondes
- Tête complète latérale ou collimatée



## VistaVox S

### Système de radiologie panoramique 3D + PC de reconstruction

- CBCT avec volume anatomique adapté à la forme de la mâchoire Ø 130 mm x 85 mm
- Volume maxillaire inf. ou sup. Ø 130 mm x 50 mm
- CBCT petit champs Ø 50 mm x 50 mm Résolution
- 200, 120 ou 80 µm
- Réduction des artéfacts
- 17 programmes d'acquisition panoramique
- Technologie S-Pan pour des images d'une qualité supérieure
- Acquisition en 7 secondes

Prix sur demande

Réf. 2210200726



Dispositifs médicaux de classe IIb CE0297

Récupération de la base de données logiciel possible - nous consulter -

Pour toute commande  
d'un système panoramique 3D VistaVox S ou VistaVox S Ceph  
nous vous offrons un VistaScan Mini Easy 2.0

Réf. 2144110001



# Les compresseurs New Tornado.



| Référence  | Désignation                                | Avantage                                                                              | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5182300001 | New Tornado 1 avec<br>dessiccateur - 230 V |  1   | 3.100,00 €                        |
| 5282300001 | New Tornado 2 avec<br>dessiccateur - 230 V |  2 | 3.970,00 €                        |

Dispositifs Médicaux de classe IIa CE0297



| Référence  | Désignation                                       | Avantage                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5186300001 | New Tornado 1 avec<br>dessiccateur capoté - 230V  |  1 | 3.900,00 €                        |
| 5286300001 | New Tornado 2 avec<br>dessiccateur capoté - 230 V |  2 | 4.700,00 €                        |

Dispositifs Médicaux de classe IIa CE0297

**GARANTIE 2ANS + 1AN\*** \*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -

# Compresseurs Silver Airline -

Plus de 65 ans d'air comprimé de la meilleure qualité



| Référence  | Désignation                          | Avantage                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5152-01    | Primo avec dessiccateur - 230 V      |  1 | 3.690,00 €                        |
| 5252-01    | Duo avec dessiccateur - 230V         |  2 | 4.990,00 €                        |
| 5352-01    | Trio avec dessiccateur - 230 V       |  3 | 7.990,00 €                        |
| 4252100027 | Duo Tandem avec dessiccateur - 230 V |  4 | 9.990,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297



## GARANTIE 5 ANS

Sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien + enregistrement de l'appareil lors de l'installation sur le site Dürr Dental

# Systèmes d'aspiration VSA - Tyscor VSA



## ATTENTION

Pour les Aspirations humides  
ne pas oublier  
le kit unité de rinçage  
Réf. 7100-120-53, si non  
présent dans le fauteuil dentaire.



| Référence   | Désignation                                | Avantage                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7125-03/002 | VSA 300 S<br>avec unité de rinçage - 230 V |  1   | 5.537,14 €                        |
| 7128500001  | VSA 600 - 230 V                            |  2   | 7.100,00 €                        |
| 7134500001  | VSA 900 - 230 V                            |  3   | 8.930,00 €                        |
| 7138500001  | VSA 1200 - 400 V                           |  4 | 9.210,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297



| Référence  | Désignation          | Avantage                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7182500001 | Tyscor VSA 1 - 230 V |  1 | 6.310,00 €                        |
| 7186500001 | Tyscor VSA 2 - 230 V |  2 | 7.990,00 €                        |
| 7188500001 | Tyscor VSA 4 - 230 V |  4 | 9.990,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297

**GARANTIE 2ANS+1AN\***

\*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -



# Systèmes d'aspiration VS - Tyscor VS



| Référence   | Désignation                            | Avantage | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 7122-04/002 | VS 300 S avec unité de rinçage - 230 V | 1        | 3.180,00 €                        |
| 7128-01/002 | VS 600 - 230 V                         | 2        | 4.729,85 €                        |
| 7134-01/002 | VS 900 S - 230 V                       | 3        | 6.578,68 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297



| Référence  | Désignation         | Avantage | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|---------------------|----------|-----------------------------------|
| 7182100100 | Tyscor VS 1 - 230 V | 1        | 4.130,00 €                        |
| 7186-01    | Tyscor VS 2 - 230 V | 2        | 5.840,00 €                        |
| 7188100100 | Tyscor VS 4 - 230 V | 3        | 8.460,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297

**GARANTIE 2 ANS + 1AN\*** \*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -



# Moteur ou machine d'aspiration même combat !

## Sans entretien ça s'arrête !



### DID YOU KNOW?

Votre système d'aspiration est un Dispositif Médical. À ce titre, la réglementation impose un entretien annuel.

C'est pourquoi Dürr Dental vous recommande l'utilisation de ses kits d'entretien annuel, spécialement conçus pour garantir la performance et la conformité de votre équipement.

### Chaque kit de maintenance comprend :



- Le filtre d'aspiration du moteur d'aspiration concerné,
- Le raccord de vidange anti-retour,
- Une solution de 120 ml d'Orotol® expert cleaner - CDS010A2050,
- Une fiche procédure d'utilisation d'Orotol® expert cleaner,
- Une fiche de suivi du Dispositif Médical.



Service Kit Finder

**Kit de maintenance pour les aspirations suivantes :**

|  | Référence  | Désignation                                             | Prix 2026<br>Détail T.T.C. |
|--|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 7125985999 | Kit de maintenance pour VS300 S et VSA 300 S            | 105,40 €                   |
|  | 7128985999 | Kit de maintenance pour VS 600 (avant 2021)             | 115,48 €                   |
|  | 7133985999 | Kit de maintenance pour VS 600 (après 2021) et VS 900 S | 107,80 €                   |
|  | 7186985999 | Kit de maintenance pour Tyscor VS 1+ et VS 2            | 89,32 €                    |
|  | 7188985999 | Kit de maintenance pour Tyscor VS2+ et VS 4             | 157,24 €                   |



**Kit Annuel** Procédure à renouveler tous les ans par un technicien agréé.

Tarifs 2026 valables du 01/01/2026 au 31/12/2026

# Systèmes d'aspiration SEC - V & Tyscor V



| Référence   | Désignation     | Avantage                                                                             | Prix 2026<br>Détail T.T.C. |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7119-01/002 | V 300 S - 230 V |  1 | 1.887,17 €                 |
| 7127-01/002 | V 600 - 230 V   |  2 | 3.943,48 €                 |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE02971



| Référence  | Désignation        | Avantage                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7182100200 | Tyscor V 1 - 230 V |  1 | 3.200,00 €                        |
| 7177-01    | Tyscor V 2 - 230 V |  2 | 5.106,38 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE02971

## Aspiration chirurgicale

### Pack VC 65

Réf. 06725300987

6.000,00 €

Aspiration chirurgicale VC 65 avec pédale  
Niveau sonore 44 dbA - Réf. 0672500000

+ Cart VC 65- Réf. 0672300000

+ Kit bocal de 2 litres avec 22 poches jetables,  
25 tuyaux jetables et les pièces de fixation- Réf. 0672987000

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297 et de classe I



**GARANTIE 2 ANS + 1 AN\***

\*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -

# Power Tower View

- 7 versions permettant 22 configurations
- Encore plus silencieux grâce au ventilateur piloté
- Toutes les variantes avec un écran tactile sont compatibles réseau
- Le récupérateur d'amalgame placé de manière plus ergonomique, facilite l'entretien du système d'aspiration
- Prêt pour le raccordement pour une configuration en tandem des compresseurs de deux Power Tower View
- Diagnostic directement sur l'écran
- Prêt pour la surveillance et le diagnostic avec VistaSoft monitor
- La base avec des roulettes à l'arrière simplifie le positionnement et l'alignement

AVEC ÉCRAN DE CONTRÔLE



## 3 versions de base Power Tower View en 230 V

|                  | Nombre de praticiens | Désignation                                        | Référence  | Prix Offre 2026<br>Détail T.T.C |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| SYSTÈMES SECS    |                      | PTV -Version de base avec V 600 + 1 DUO en 230 V   | A949252000 | 18.050,00 €                     |
| SYSTÈMES HUMIDES |                      | PTV -Version de base avec VS 600 + 1 DUO en 230 V  | A949242000 | 18.660,00 €                     |
|                  |                      | PTV -Version de base avec VS 900S + 1 DUO en 230 V | A949243000 | 19.800,00 €                     |

## Combinaisons possibles avec les modules suivants :



|                              |             |            |
|------------------------------|-------------|------------|
| DUO supplémentaire en 230 V  | A949100098  | 3.900,00 € |
| Récupérateur d'amalgame CA 4 | 7805-100-50 | 4.130,00 € |

# Power Tower Silence 120/04

| Référence   | Désignation                                                                                                                                                                            | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0950-120/04 | Power Tower Silence 120/04 en 230 V<br>Comprenant :<br>Module d'armoire PTS 120<br>1 groupe compresseur Tornado 1<br>Dessiccateur à membranes<br>Unité d'aspiration combinée VSA 300 S | 13.200,00 €                       |





# Power Tower View



## 4 versions de base Power Tower View en 400 V

|                  | Nombre de praticiens                                                                | Désignation                                         | Référence  | Prix Offre 2026<br>Détail T.T.C |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| SYSTÈMES SECS    |    | PTV -Version de base avec V 900S + 1 DUO en 400 V   | A949453000 | 18.740,00 €                     |
|                  |   | PTV -Version de base avec V 1200S + 1 DUO en 400 V  | A949454000 | 19.240,00 €                     |
| SYSTÈMES HUMIDES |  | PTV -Version de base avec VS 900S + 1 DUO en 400 V  | A949443000 | 19.800,00 €                     |
|                  |  | PTV -Version de base avec VS 1200S + 1 DUO en 400 V | A949444000 | 21.660,00 €                     |

## Combinaisons possibles avec les modules suivants :

|                                                                                     |                              |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|  | DUO supplémentaire en 400 V  | A949300059  | 3.610,00 € |
|  | Récupérateur d'amalgame CA 4 | 7805-100-50 | 4.130,00 € |

# Soudeuses à défilement pour des sachets de stérilisation

## HYGOPAC

Réf. 6020-02

**2.800,00 €**



Soudeuse mécanique pour un soudage en continu des sachets de stérilisation tels que l'Hygofol selon la norme EN ISO 11607-1

## HYGOPAC VIEW

Conforme à la norme DIN EN ISO 11607-02 - Vitesse de soudage rapide - Largeur 13 mm - Température de soudage jusqu'à 210° C

- Enregistrement des données sur carte SD ou via le réseau



**3.310,43 €**

Réf. 6024100001



## PACK HYGOPAC VIEW

Livrée avec :

Soudeuse Hygopac View - Réf. 6024100001

+ Station Hygofol - Réf. 6022-600-00

+ Table à instruments - Réf. 6022-700-00

**3.934,50 €**

Réf. 6024600700

## Le système Vector® pour la thérapie parodontale atraumatique

### Appareil à ultrasons

**Vector® Paro Pro : tout en un.**

L'élimination de la plaque sous- et supra-gingivale grâce **aux pièces à main Paro et Scaler.**



**4.520,00 €**

Réf. 2031-51



Dispositif médical de classe IIa CE0297

**GARANTIE 2 ANS +1 AN\***


\*Enregistrement de l'appareil sur notre site lors de l'installation et sous réserve du respect des consignes d'installation et d'entretien -

# MYLUNOS SYSTÈME DE PROPHYLAXIE

# LUNOS

## MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra

Pour l'élimination douce et efficace des colorations supra-gingivales à l'aide de la poudre prophylactique Lunos avec le système de compartiment de recharge pour un remplacement rapide de la poudre.



| Référence  | Désignation                                                                               | Prix Offres 2026<br>Détail T.T.C. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2034900050 | MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide KaVo MULTiflex Lux     | 1.500,00 €                        |
| 2034900051 | MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide Sirona R/F             | 1.500,00 €                        |
| 2034900052 | MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide W&H Roto Quick Lux     | 1.500,00 €                        |
| 2034900053 | MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide Bien Air Dental Unifix | 1.500,00 €                        |
| 2034900054 | MyLunos Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide NSK MachLite/Phateleus | 1.500,00 €                        |

Dispositifs médicaux de classe IIa CE0297

## En option :

Buse Perio

**534,00 €**

2034430000



Réservez le Lunos Coussin Prophy

**165,00 €**

CPZ00PA9700

## Lunos Poudres prophylactiques

### Gentle Clean

Pour le nettoyage supra-gingival et l'élimination des colorations intrinsèques.

4 Parfums :

|             |
|-------------|
| CPZ610A2250 |
| CPZ620A2250 |
| CPZ630A2250 |
| CPZ650A2250 |

NEUTRE

ORANGE

MENTHE VERTE

BAIES SAUVAGES



**158,40 €**

Livraison par set de 4 flacons de 180 g d'un même parfum.

### Perio combi

Pour le nettoyage sous-gingival du biofilm et le nettoyage supra-gingival. Convient parfaitement pour les Recall et le soutien du traitement de maintenance.

Parfum : NEUTRE

CPZ640A1950

**123,60 €**

Livraison par set de 4 flacons de 100 g.

### Lunos Pâtes de polissage Two in One

3 Parfums :

NEUTRE

CPZ710A1901

ORANGE

CPZ720A1901

MENTHE

CPZ730A1901



**41,90 €**

Le tube de 100 g

### Lunos Pâtes de polissage Super Soft

2 Parfums :

NEUTRE

CPZ740A0901

ORANGE

CPZ750A0901

**36,20 €**

Le tube de 50 g

Dispositifs médicaux de classe I



### Kit de démarrage - réf. CDY999S9903

Déjà présent sur le marché depuis un an, ce kit est l'allié idéal lors de l'installation d'un fauteuil ou d'un moteur d'aspiration.

- 1 x Bidon de 1 litre d'Orotol plus\*\*
- 1 x Bidon de 1 litre de MD 555 cleaner\*
- 1 x Bidon de 500 ml FD 360\*
- 1 x sachet FD 366 sensitive top wipes\*\*
- 1 Orocup

### Combi-Set - réf. CDS110A9950

Conçu pour assurer 25 semaines de désinfection et de nettoyage pour un fauteuil, il garantit un maximum de sécurité pour les moteurs d'aspiration.

- 2 x Bidons de 2,5 litres d'Orotol plus\*\*
- 2 x Bidons de 2,5 litres de MD 555 cleaner\*



**GREEN  
DENTAL  
AWARD  
WINNER  
2025**

### Green Pack - réf. CDY999G9903

Le petit dernier, né de **notre engagement RSE**.

Ce Kit mensuel couvre 4 jours de fonctionnement/semaine pour un poste de travail (environ 15 patients par jour), tout en réduisant l'impact environnemental.

- 1 x boîte de 50 lingettes FD 350 green\*\*
- 6 x recharges FD 350 green\*\*
- 1 x Bidon de 1 litre d'Orotol plus Ph7\*\*
- 1 x Bidon de 1 litre de MD 555 cleaner organic\*\*
- 1 x Bidon de 1 litre de ID 212\*\*

\*Dispositifs médicaux de classe I

\*\* Dispositifs médicaux de classe IIa CE0124

Orochemie GmbH+Co KG



# Vous êtes curieux d'en savoir plus ?

» [www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)



VistaVox S



VistaPano S 2.0



VistaScan Mini Easy 2.0



VistaScan Mini View 2.0



VistaScan Ultra View



VistaIntra



VistaRay 7



VistaCam iX HD



Ecrans à mémoire  
VistaScan



VistaPosition



Compresseurs  
Silver Airline



Compresseurs  
New Tornado



Power Tower View



Aspiration V / VS



Aspiration Tyscor VS



Aspiration VC 65



Récupérateur  
d'amalgame



Hygopac View



DSH



MyLunos

**Ces offres sont valables en France pour toutes commandes passées  
du 1er février 2026 au 31 décembre 2026 inclus.**

Pour tous les dispositifs médicaux de cette plaquette, nous vous invitons à  
lire attentivement les instructions figurants sur les notices.  
Produits non remboursés par les organismes de santé.

Dürr Dental France  
71 rue des Hautes Pâtures  
92000 Nanterre  
Tél. 01.55.69.11.50  
[infodurrfr@duerrdental.com](mailto:infodurrfr@duerrdental.com)  
[www.duerrdental.com/fr](http://www.duerrdental.com/fr)



**DÜRR  
DENTAL**  
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME