

NOUVEAU

EVA **TW** ORTHO

Le 1^{er} scialytique destiné à l'orthodontie



EVA **TW** ORTHO

Technologie LED

LED

 **YouTube**
Vidéo de démonstration



TW 2700 K

Une nouvelle température adaptée à l'orthodontie

«Trop exigeant pour certains, parfait pour EVA.»

Les photo-initiateurs qui sont intégrés dans les colles-composites ou composites, sont bien plus variés en orthodontie qu'en omni-pratique (Lucirin ou la phenylpropanedione).

Le temps de préparation est également plus long.

La position TW 2700 K, permet de neutraliser 100% des effets de polymérisation prématuré, tout en proposant une lumière de travail opérationnelle.

EVA **TW** ORTHO

Technologie LED

TW 2700 K

HAUTE FIDÉLITÉ

DES COULEURS ET CONTRASTES.



Concurrence



Indice rendu des couleurs faible
Reliefs et contrastes gommés

TW 2700 K



IRC : 96/100. *RF=99/100. *RG = 102
Reliefs et contrastes préservés

$0 < R_f \leq 100$

100= parfaite correspondance de la couleur

$60 < R_g \leq 140$

100= parfaite correspondance de la saturation de la couleur



EVA obtient les résultats suivants:

La fidélité (Rg) = **97**

La Saturation de la couleur (Rf) = **100**

FARO

FARO FRANCE

EVA**TW**ORTHO

2 TEMPÉRATURES DE COULEUR
HAUTE FIDÉLITÉ



5000 K

Recommandé pour l'orthodontie, la dentisterie conservatrice et pédiatrique.

2700 K

Position TW anti-photopolymérisation (évite le durcissement prématuré des composites)

BOUTON ACTIVATION POSITION TW:

1 clic = activation
double clic = retour 5 000 K

JOYSTICK:

+ Allumage / extinction
+ Réglages de l'intensité lumineuse



AVANTAGES **TECHNOLOGIE LEDS TW ORTHO**

RISQUE MAITRISÉ

de polymérisation
composites et
colles-composites

SÉCURITÉ VISUELLE

Diminution du pic
de bleu dans le
spectre

REPRODUCTION FIDÈLE

des couleurs
et emails

DÉDIÉ

à l'orthodontie
et à la clientèle
soignée



FARO FRANCE

EVA TW ORTHO

DESIGN

Au service du confort
et de la performance.

Rotation 360° de la tête



Témoin lumineux:
contrôle visuel
de l'intensité de la lumière



Poignée ergonomique avec
impression SOFT-TOUCH.



Joystick
ou Photocellule

AVEZ-VOUS REMARQUÉ ?



- + Les deux coupoles de notre éclairage EVA TW ORTHO ressemblent à **deux grandes oreilles et leurs donnent un aspect rigolo.**
- + Les enfants **adorent la «bouille»** de notre éclairage
- + Certains pensent à une célèbre souris et d'autres un célèbre éléphant..

