

EzRay Premium



Légèreté, Maniabilité et Sécurité

Avec son panneau de contrôle détachable, le générateur EzRay Air Premium offre une fluidité d'utilisation inégalée. Sa forme moderne et sa sobriété en font un atout pour votre cabinet ; son efficacité en fait un partenaire de confiance au quotidien.

vatech EzRay Premium

- **Point focal** : 0.4 mm
- **Tube de tension** : Sélectionnable 50 - 70kVp
- **Courant** : 4 - 7mA
- **Temps d'exposition** :
Sélectionnable 0.04 - 2.0 sec
- **Longueur de bras (3 options)** :
450 / 600 / 900 mm
- **Tension de ligne** : 100 - 230 $\pm$ 10%
- **Cône** : Rond 20cm (8") / Option : Rond 30cm (12"), Rectangulaire 20cm / 30cm (8" / 12")
- **Accessoire** : Interrupteur manuel d'exposition

- Conception rationnelle pour une prise en main facile d'une seule main
- Tête de 4,7 kg pour un positionnement stable
- Seulement 2 clics nécessaires pour capturer
- Panneau de contrôle détachable



UNE IMAGE SÛRE ET CLAIRE

EzRay Premium fournit des valeurs de diagnostic grâce à une technologie avancée. Un point focal de 0,4mm crée des images plus nettes, parfaitement adaptées au capteur numérique intra-oral, à la PSP ou au film que vous utilisez.



PANNEAU DE CONTRÔLE DÉTACHABLE



UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

FACILE À UTILISER

Icônes intuitives sur l'écran LED panneau détachable.

PARAMÈTRES AUTOMATIQUES OPTIMISÉS

EzRay Premium a un réglage préprogrammé pour chaque dent. D'un simple clic, il optimise automatiquement la capture d'images, comme la zone de capture et l'état du patient pour chaque cas.

