

L'Héritage de l'Artisanat, la Puissance de l'Innovation

L'Alliance du Savoir-Faire
et de la Technologie



ancar



Ancar :

Plus de 60 ans d'excellence

Fondée en 1958 à Vilassar de Mar, près de Barcelone, Ancar est née dans un charmant village de pêcheurs. Inspirée par son environnement, notre entreprise familiale est devenue une référence dans la fabrication de fauteuils dentaires en aluminium de haute qualité.

UNE HISTOIRE DE RÉUSSITE FAMILIALE

L'histoire d'Ancar a commencé avec Antoni Carles Pujol, visionnaire dans la conception d'aluminium, d'abord dans l'industrie automobile avec Motor Ibérica (Nissan). Son esprit d'initiative l'a ensuite conduit à explorer le secteur dentaire et d'ophtalmologie. Depuis, Ancar n'a cessé d'innover, devenant une référence mondiale pour la qualité des matériaux.

UN HÉRITAGE QUI PERDURE

Aujourd'hui, Antoni Carles Bosch, fils du fondateur, perpétue cet héritage avec passion. Ancar reste une entreprise familiale, guidée par des valeurs de tradition, intégrité et excellence. Nous privilégions des relations durables avec nos clients, basées sur la confiance et l'écoute.

LA FIABILITÉ AU SERVICE DE L'EXCELLENCE

Nos trois piliers sont la tradition, l'innovation et la fiabilité. En nous appuyant sur notre expertise et l'utilisation de l'aluminium, nous créons des unités dentaires robustes et modernes. Nos fauteuils sont conçus pour durer, avec un entretien minimal. L'innovation est au cœur de notre processus, nous permettant d'offrir des produits performants et fiables, à la pointe de la technologie.

TRADITION ET INNOVATION AU COEUR DE NOTRE ADN

Vilassar de Mar et Barcelone, avec leurs influences artistiques et architecturales, ont marqué notre approche. Ancar allie esthétique et fonctionnalité, s'inspirant des œuvres de Gaudí et de la beauté méditerranéenne. Dès nos débuts, nous avons misé sur l'aluminium pour créer des produits durables, légers et résistants à la corrosion. Chaque fauteuil est conçu pour offrir confort et longévité.

UN ENGAGEMENT ENVERS NOS RACINES ET NOS PARTENAIRES

Ancar reste ancrée dans la culture catalane, collaborant avec des fournisseurs locaux pour soutenir l'économie régionale. Nous maintenons des relations solides et transparentes avec nos partenaires et distributeurs, basées sur une approche humaine et une écoute constante.

L'ENGAGEMENT ANCAR

Avec plus de 60 ans d'expérience, Ancar allie tradition et innovation pour offrir des produits fiables et performants. En choisissant Ancar, vous choisissez un partenaire de confiance, engagé à redéfinir l'excellence dans le secteur dentaire.



Une structure en aluminium :



Robustesse, Éléance et Durabilité

Chez Ancar, nous avons choisi l'aluminium pour la structure de nos fauteuils dentaires, un matériau qui allie performance, esthétique et respect de l'environnement. **Contrairement au plastique, l'aluminium offre une robustesse incomparable**, garantissant une **longévité exceptionnelle** et une **stabilité optimale** même après de longues années d'utilisation.

Son **design raffiné et intemporel** confère au fauteuil une élégance discrète, en parfaite harmonie avec l'image de **modernité et de professionnalisme** d'un cabinet dentaire. De plus, l'aluminium ne jaunit pas et ne se fissure pas avec le temps, préservant ainsi sa teinte claire et son aspect d'origine. **Votre fauteuil reste blanc, éclatant et intact pour toujours.**

Matériau **100 % recyclable**, l'aluminium s'inscrit également dans une démarche **écoresponsable**, réduisant l'impact environnemental **sans compromettre la qualité.**

En choisissant une structure en aluminium, vous optez pour un **fauteuil solide, durable et respectueux de l'environnement**, conçu pour accompagner durablement votre activité quotidienne.



Ortho

Aluminium Core



Sd-60

Ancar-3250



Ancar-3200



Ancar-3100



Ancar-3000



Sd-60

Orthodontie avec style

L'unité SD-60 est la solution la plus simple et ingénieuse pour équiper votre cabinet. Idéale pour l'orthodontie comme pour les traitements d'hygiène, elle combine accessibilité et performance.

Avec la SD-60, vous investissez dans une unité abordable qui offre :

- Des prestations optimales pour l'orthodontie et l'hygiène.
- Des matériaux de qualité et une sécurité maximale.
- Une précision et une fonctionnalité fiables
- Une ergonomie pensée pour le praticien et le patient.
- Une hygiène irréprochable.
- Une unité compacte, efficace et conçue pour répondre aux exigences de l'orthodontie et de l'hygiène moderne.



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU Sd-60

- Bras d'assistante avec deux tuyaux d'aspiration petit et grand.
- Pédale progressive. Commande de micromoteur électrique par potentiomètre.
- Crachoir en porcelaine, amovible et autoclavable.
- Robinet amovible pour un nettoyage plus facile.
- Panneau de commande intuitif et ergonomique « Easy Touch ».
- Groupe hydrique en aluminium anti-corrosif et axe de rotation de 70°.
- Porte système « Tip-on » (intérieur facile d'accès).
- Extensible avec 2 instruments supplémentaires.
- Position « Trendelenburg ».
- 5 mémoires de position.

Unité dentaire Ambidextre


Ancar-3250



Applications idéales

- Hygiène bucco-dentaire
- Orthodontie
- Dentisterie générale

L'unité dentaire A-3250 est conçue pour offrir une flexibilité optimale grâce à sa conception ambidextre, idéale aussi bien pour l'orthodontie, les hygiénistes que pour la dentisterie générale. Sa polyvalence et son ergonomie en font un équipement parfaitement adapté à tous les profils de praticiens, garantissant confort et efficacité lors de chaque intervention.



Avantages

- Ambidextre : S'adapte aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers pour un maximum de confort et de fluidité dans les gestes.
- Polyvalente : Parfaite pour l'orthodontie, les soins d'hygiène bucco-dentaire ainsi que la dentisterie générale.
- Ergonomie avancée : Positionnement intelligent des instruments pour minimiser les efforts et prévenir les troubles musculosquelettiques.
- Facilité d'utilisation : Commandes intuitives et accessibles pour une prise en main rapide et une meilleure productivité.
- Fiabilité et robustesse : Matériaux de haute qualité assurant une longue durée de vie et une maintenance réduite.

CARACTÉRISTIQUES DU Ancar-3250

- Nombre d'instruments : 4 ou 5 postes (selon configuration) avec ou sans scialitique intégré (votre choix).
- Aspiration : Deux cordons d'aspiration inclus.
- Tablette porte-instruments : réglage en hauteur pour une accessibilité maximale.
- Panneau de commande à boutons avec des commandes intuitives et faciles à trouver pour une utilisation rapide et efficace.
- Scialytique : intégrée au fauteuil ou fixée au plafond, selon votre préférence.

Ancar-3200

Polyvalence et ergonomie



Unité orthodontique et d'hygiène Ancar 3200 : Ambidextre, polyvalente et confortable.

L'unité Ancar 3200 a été conçue pour répondre à toutes les exigences de l'orthodontie comme de l'hygiène. Sa conception ambidextre et ergonomique offre une grande liberté de mouvements, permettant un confort de travail optimal pour tous les praticiens, qu'ils soient droitiers ou gauchers.

Alliant polyvalence et fonctionnalité de haut niveau, elle garantit à la fois le bien-être des patients et l'efficacité maximale des traitements.



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU Ancar-3200

- Fauteuil ortho électro-pneumatique en alliage d'aluminium léger et anti-corrosif, avec position Trendelenburg et 5 mémoires de mouvement.
- Bras plateau d'instruments ambidextre, conçu pour les droitiers et les gauchers.
- 1 tuyau d'aspiration et une seringue à 3 fonctions en standard (possibilité d'ajouter une deuxième aspiration). Possibilité d'ajouter une turbine, un micromoteur et/ou un détartreur.
- Appui-tête articulé multifonctionnel (inclus), ou appui-tête à mouvement sphérique avec frein manuel ou pneumatique (en option).
- Hauteur minimale du fauteuil 400 mm, hauteur maximale du fauteuil 810 mm.

Fauteuil dentaire avec aspiration intégrée

Ancar-3100

Le fauteuil dentaire A-3100 offre une conception ambidextre pour s'adapter aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers, garantissant un confort et une grande flexibilité dans tous les gestes. Intégrant les tuyaux d'aspiration directement dans le fauteuil, l'unité facilite le travail du praticien tout en offrant une grande polyvalence. Idéale pour les soins d'hygiène, l'orthodontie ou les explorations, elle peut également être combinée avec un chariot autonome ou utilisée pour la chirurgie et d'autres traitements spécialisés.



Avantages

- Ambidextre : Adapté aux droitiers comme aux gauchers pour une utilisation optimale.
- Aspiration intégrée : Système silencieux et efficace intégré au fauteuil, réduisant l'encombrement et améliorant la maniabilité.
- Confort optimal : Fauteuil ergonomique avec réglages précis pour un positionnement idéal du patient.
- Robustesse : Matériaux de haute qualité garantissant durabilité et fiabilité dans le temps.

Applications idéales

- Chirurgie orale
- Hygiène bucco-dentaire
- Orthodontie

Ancar-3000

*Confortable pour vous,
confortable pour vos patients*



FAUTEUIL DE CABINET

Les prestations de l'A-3000 n'ont pas été conçues en pensant uniquement au professionnel. En pensant aux patients, nous avons voulu leur offrir le confort maximal pendant tout le traitement.

Toutes les unités de la Série Ortho ont gagné en confort grâce à leurs deux types de revêtement : « Standard » et « Soft Ease ». Leur appui-tête s'adapte à toutes les tailles, même à celle des enfants, ce qui permet de travailler de manière optimale et confortable. En outre, toutes les positions du fauteuil sont réglables à partir de la pédale. Il est possible d'ajouter l'accoudoir droit en option. Elles sont équipées de dispositifs de sécurité sur leur base et le dossier permet d'éviter les mouvements imprévus et de garantir la fiabilité maximale lors de toutes vos interventions.

Série 3

Touch Expert



Sd-300



Sd-350

Sd-300

Touch Expert

Unité électronique avec système à fouets

Fiabilité éprouvée.

Dans la dentisterie moderne, la confiance est essentielle. Avec le fauteuil SD-300, praticiens et patients peuvent être sûrs d'être entre de bonnes mains à chaque instant.



En option : Bras assistant
réglable sur 3 positions.


QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU Sd-300

- Équipement électronique adapté aux souhaits du dentiste qui permet de réduire les temps d'intervention grâce à l'écran tactile Touch Expert.
- Mouvement de 70° du groupe hydrique pour faciliter le travail à 4 mains.
- Pédale multifonction avec ou sans fil.
- Bras d'assistante réglable en hauteur en option.
- Bloc de connexion intégré à la base du fauteuil.

Unité électronique à tuyaux suspendus

Sd-350

Touch Expert



En option : Bras assistant
réglable sur 3 positions.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU Sd-350

- Écran tactile intuitif « Touch Expert ».
- Équipement électronique adapté aux souhaits du dentiste qui permet de réduire les temps d'intervention grâce à l'écran tactile Touch Expert.
- Mouvement de 70° du groupe hydrique pour faciliter le travail à 4 mains.
- Pédale multifonction avec ou sans fil.
- Bras d'assistante réglable en hauteur en option.
- Bloc de connexion intégré à la base du fauteuil.

S

by Ancar

ancar-s.com



Découvrez la nouvelle gamme S Line

Des unités dentaires qui allient fonctionnalité et esthétique pour donner une nouvelle dimension à votre cabinet dentaire.





Touch expert PRO™

**Une tablette qui vous guidera pour chaque intervention.
Une interface aussi facile à utiliser que votre smartphone.**

La nouvelle TOUCH EXPERT PRO est une tablette fonctionnant sur le système ANDROID qui facilitera votre travail quotidien. Il est impossible d'énumérer toutes les caractéristiques de cette tablette sur une seule page, mais voici quelques-uns de ses nombreux avantages :

Écran couleur multi-touch inclinable de 7 pouces, facile à utiliser, avec technologie IPS.

Nombre illimité de profils d'utilisateurs ayant leurs propres paramètres.

Nom du cabinet, date et heure, et possibilité d'intégrer le logo du cabinet sur chaque écran.

Chargez des radiographies et des photos, visualisez des images, des vidéos et les manuels d'utilisation des unités.


Programmation des paramètres de travail du détartreur en ENDO, PERIO, SCALER, plage de travail et intensité lumineuse des instruments. Réglage des paramètres de fonctionnement du micromoteur (avec fonctions ENDO) : contrôle du couple en Ncm, rotation directe ou inverse, mode irrigation (vapeur / eau / air), type de contre-angle et deux types de vitesses : de 200 à 40 000 tr/min et de 100 à 4000 tr/min.

Découvrez comment le Touch Expert Pro facilite votre travail quotidien et demandez une démonstration à votre distributeur Ancar le plus proche. Trouvez votre distributeur sur www.ancar-s.com.

S^{3W}

Fauteuil patient standard avec système de fouets

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appui-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.



Bras d'aspiration fixé à l'arrière du fauteuil (ambidextre) ou à la boîte hydrique (au choix)

S 3W RC

Fauteuil patient inclinable avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et système de fouets

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.

Crachoir, robinet et porte-gobelet amovibles et stérilisables

Sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme

Clavier auxiliaire capacitif

Tablette réglable en hauteur

Pédale sans fil


Bras léger pouvant être placé dans de nombreuses positions de travail

Système de perches à mouvement 3D

Tablette Android Touch Expert PRO

Mouvement d'ouverture de 70° de la boîte hydrique pour faciliter le travail

Fauteuil avec repose-jambes rabattable à 90°



S^{3H}

Fauteuil standard et tuyaux suspendus

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.

Mouvement d'ouverture de 70° de la boîte hydrique pour faciliter le travail

Crachoir, robinet et porte-gobelet amovibles et stérilisables

Bras léger pouvant être placé dans de nombreuses positions de travail

Clavier auxiliaire capacitif

Tablette réglable en hauteur

Tablette Android Touch Expert PRO

Sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme

Pédale sans fil

Supports d'instruments réglables, amovibles et thermodésinfectables



Bras d'aspiration fixé à l'arrière du fauteuil (ambidextre) ou à la boîte hydrique (au choix)

S 3H RC

Fauteuil patient inclinable avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et tuyaux suspendus

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.

Crachoir, robinet et porte-gobelet amovibles et stérilisables

Sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme

Clavier auxiliaire capacitif

Tablette réglable en hauteur

Pédale sans fil


Mouvement d'ouverture de 70° de la boîte hydrique pour faciliter le travail

Bras léger pouvant être placé dans de nombreuses positions de travail

Tablette Android Touch Expert PRO

Supports d'instruments réglables, amovibles et thermodésinfectables

Fauteuil avec repose-jambes rabattable à 90°



S^{3C}

Fauteuil standard et chariot dentaire

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.

Mouvement d'ouverture de 70° de la boîte hydrique pour faciliter le travail

Crachoir, robinet et porte-gobelet amovibles et stérilisables

Clavier auxiliaire capacitif

Tablette réglable en hauteur

Sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme

Pédale sans fil

Tablette Android Touch Expert PRO

Chariot à hauteur réglable

Supports d'instruments réglables, amovibles et thermodésinfectables


Bras d'aspiration fixé à l'arrière du fauteuil (ambidextre) ou à la boîte hydrique (au choix)



S 3C RC

Fauteuil patient inclinable avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et chariot dentaire

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.




S ^{5W}

Fauteuil standard suspendu avec système de fouets

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.




S 5W RC

Fauteuil suspendu avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et système de fouets

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure
entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et
faites votre choix parmi différents
modèles d'appui-tête, de plateaux,
de lampes scialytiques, de
systèmes d'hygiène, etc.




S 5H

Fauteuil standard suspendu et tuyaux suspendus

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.




S 5H RC

Fauteuil suspendu avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et tuyaux suspendus

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure
entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et
faites votre choix parmi différents
modèles d'appuie-tête, de plateaux,
de lampes scialytiques, de
systèmes d'hygiène, etc.



S 5C

Fauteuil standard suspendu et chariot dentaire

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appuie-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.




S 5C RC

Fauteuil suspendu avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et chariot dentaire

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure
entièrement dégagée)

Personnalisez votre unité et
faites votre choix parmi différents
modèles d'appuie-tête, de plateaux,
de lampes scialytiques, de
systèmes d'hygiène, etc.



S

Fauteuil avec repose-pieds rabattable à 90 degrés et chariot dentaire

Sellerie SOFT
avec mousse à mémoire de forme

Tablette Android
Touch Expert PRO

Chariot à hauteur
réglable

Supports d'instruments
réglables, amovibles et
thermodésinfectables

Pédale sans fil

Fauteuil avec repose-jambes
rabattable à 90°



Deux joysticks pour les
mouvements du fauteuil et
les mémoires de positions



Couleurs et types de revêtement

La gamme SOFT propose les coloris suivants :



810
BLACK



820
GRANITE



845
ASH



901
CAMEL



906
HAVANA



844
COFFEE



837
DARK BLUE



838
SPARKLING BLUE



839
TURQUOISE



904
AQUA



902
OLIVE



905
FOREST GREEN



843
BAMBOO



842
CORN



903
BURGUNDY



841
CARMIN



849
FUSHIA



907
MARBLE

Couleurs de revêtements de la gamme standard :



400
Yellow



405
Purple



410
Pastel Blue



425
Silver Grey



435
Pearl Black



440
Pastel Green



445
Pearl Green



455
Pearl Blue



470
Dark Blue



475
Garnet



480
Gold

Scialytiques LED



La nouvelle génération de lampes scialytiques faisant appel à la technologie LED hautes performances offre de nombreux avantages. Les lampes scialytiques LED émettent une qualité de lumière naturelle qui garantit une netteté de vision accrue par rapport à la lumière halogène. Elles offrent en effet un champ de vision plus large, projettent moins d'ombres pendant le processus de traitement et émettent une lumière plus froide et plus blanche. Les lampes scialytiques LED possèdent une durée de vie plus longue que les ampoules halogènes, produisent une quantité minimale de chaleur et consomment moins d'énergie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FARO EVA

FARO MAIA

G.COMM POLARIS

SOURCE LUMINEUSE	2 LED	2 LED	10 LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	de 2 700 à 5 700 K	5 000 K	de 4 200 à 5 800 K
INTENSITÉ LUMINEUSE (LUX)	de 11 000 à 50 000 lux	de 3 000 à 35 000 lux	de 8 000 à 35 000 lux
INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE (CRI)	> 95	85	> 85
SURFACE ÉCLAIRÉE (MM)	190 x 100	170 x 85	140 x 70
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 Vca 50/60 Hz	17-24 Vca 50/60 Hz	12-24 Vca 50/60 Hz
CONSOMMATION	24 Vca 26 VA / 32 Vcc 14 VA	9 VA	29 VA
GARANTIE	24 mois	12 mois	24 mois
CERTIFICAT CONFORME À LA DIRECTIVE	93/42 CE classe I	93/42 CE classe I	93/42 CE classe I

Tabourets

Possibilité de recouvrir avec les couleurs disponibles dans notre gamme chromatique.



Td 600



Td 700



Td 800

Systèmes d'imagerie



Moniteur LCD de 22", 24 Vcc, haute définition (1 280 x 1 024). Écran durable, polyvalent et hautement performant avec une large gamme d'options vidéo intégrées, spécifiquement conçu pour les environnements dentaires. Verre optique antireflet, coque métallique.



Bras « Faro » pour le moniteur LCD à double axe de rotation et inclinaison verticale.

Micromoteurs

Choisissez entre :



Disponible pour :



Disponible pour :



Disponible pour :



Localisateur d'apex MORITA intégré



Présentation du dernier ajout à nos unités dentaires S Line :

Localisateur d'apex intégré de Morita.

- La technologie de pointe de Morita peut gérer même les cas endodontiques les plus complexes.
- Dites adieu aux tracas liés à la présence de machines ou d'équipements supplémentaires dans le cabinet, à la nécessité de vérifier les batteries et aux câbles qui traînent.
- Le localisateur d'apex intégré au fauteuil dentaire permet d'économiser de l'espace et rend votre travail plus facile et plus efficace et tout ce dont vous avez besoin est au même endroit.

De plus, le localisateur d'apex est livré avec l'un des packs suivants :

• Pack 1:

Localisateur d'apex
+ 1 micromoteur avec contre-angle
+ 1 turbine avec accouplement

• Pack 2:

Localisateur d'apex
+ 1 micromoteur avec contre-angle
+ 2 turbines avec accouplements

• Pack 3:

Localisateur d'apex
+ 2 micromoteurs avec contre-angles
+ 1 turbine avec accouplement

EO Endo.
Optimized.

Plateaux (Série 3 et Ortho)



Plateau auxiliaire standard
(285 x 190 mm)



Plateau auxiliaire de grande taille
(350 x 230 mm)



Plateau auxiliaire double (410 x 310 mm)



Plateau auxiliaire (400 x 300 mm).
Pour version à flexibles suspendus. Inclut un support de seringue supplémentaire.



Plateau sur le support de l'assistant.



Ancar UNI Tray

Plateaux S Line

S
by Ancar



Plateau standard
Possible avec les systèmes
350 x 230 mm



Plateau grand
Possible avec les systèmes
410 x 310 mm



Plateau double
Uniquement possible avec le système H
2 fois 350 x 230 mm



Plateau sur support d'assistant



Ancar
UNI Tray

Appuie-tête et dossier

Appuie-tête standard

Inclus dans l'équipement standard, possibilité de faire une mise à niveau de l'appui-tête avec mouvement 3D



Appuie-tête articulé multifonctionnel

Appuie-tête à mouvement 3D

Appuie-tête ergonomique avec mouvement sphérique et frein pneumatique ou manuel (en option)



Appuie-tête articulé multifonctionnel

Systemes de désinfection et de récupération d'amalgame

Désinfection des tuyaux d'instruments



WEK

- Dépollution de l'eau des tuyaux d'instruments
- Cycles de dépollution combinés et automatiques des circuits d'eau des instruments rotatifs
- Effet dépolluant non toxique, continu et efficace
- Contrôle automatique du dosage stérilisé

Désinfection des tuyaux d'aspiration

- Système H1 de nettoyage continu et désinfection complète du système d'aspiration
 - Aucune désinfection manuelle supplémentaire nécessaire
 - Système de sélection automatique des tuyaux d'aspiration
- (Uniquement pour les séries 3 et Ortho)



H1

Système de distribution d'eau en libre-service



- Système de distribution d'eau indépendant des instruments de l'équipement
- Circuit de l'équipement conçu de manière à empêcher le retour de l'eau en cas de perte de pression (permet d'éviter le mélange des eaux destinées à des usages différents, tout en empêchant la contamination croisée avec l'eau du réseau public et vice-versa)

KIT BOUTEILLE « SELF-WATER SYSTEM »

Récupération d'amalgame


Systemes intégrés de récupération des amalgames et de séparation air/eau avec vanne de sélection (aspiration sèche ou humide)



TYPE-1



CAS-1



**Rooted in Tradition,
Driven by Technology,
Crafted with Care**

ancar-s.com · ancar-online.com

S

by Ancar



ancar

ancar@ancar-online.com

(+34) 937 540 797

C/ Volta dels Garrofers, 41-42
Pol. Ind. Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

ancar-online.com · ancar-s.com